



**So teste ich mich selbst auf Corona!**



[www.materialwiese.de](http://www.materialwiese.de)




**1. Hände waschen**




**2. Nasenabstrich**


**Klebefläche**



**3. vermischen**




**4. eine Minute warten**




**5. Tupfer ausdrücken**


**Klebefläche**



entsorgen




**6. Tupfer entsorgen**




Kappe


**7. Röhrchen fest verschließen**




**8. vier Tropfen**




entsorgen



**9. Röhrchen entsorgen**



**10. 15 Minuten warten**



negativ


positiv

ungültig


**11. Ergebnis ablesen**

Klebefläche

Klebefläche



**entsorgen**



**12. Testkassette entsorgen**



**13. Hände waschen**